


[Kd 검증 완료] Wb, Elisa용 항-Isg15 다클론 항체 - P05161

품목 번호: CM0019410



소개

[KD 검증 완료] 인간 ISG15(G1P2, UCRP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천면역, 항바이러스 방어 및 ISGylation 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] ISG15 토끼 pAb
비고/별칭	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD 검증 완료] ISG15
종	인간
유전자 ID(인간)	9636
유전자 ID	9636
면역원	재조합 단백질 인간 ISG15(NP_005092.1)의 아미노산 1~165번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05161
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩