


[Kd 검증 완료] Wb, Elisa용 Isg15 토끼 단일클론 항체 - P05161

품목 번호: CM0006322



소개

선천성 항바이러스 면역에 관여하는 유비퀴틴 유사 단백질인 인간 ISG15를 표적하는 KD 검증 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 감염성 질환 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] ISG15 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	GIP2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD 검증 완료] ISG15
종	인간
GeneID (인간)	9636
GeneID	9636
면역원	인간 ISG15의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_005092.1)
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P05161
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩