


[Kd 검증] 웨스턴 블롯(Wb), 면역형광(If-P), 면역조직화학(Ihc-P), Elisa용 Anti-Lc3B 토끼 다클로날 항체 - Q9Gzq8

품목 번호: CM0026319



소개

CamelBio의 KD 검증된 anti-LC3B 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA용으로 설계되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 LC3B와 교차 반응합니다. 오토파지(자가포식) 및 미토콘드리아 경로 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] LC3B Rabbit pAb
비고/별칭	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/IBLC3; 3B
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	81631
GeneID	81631
면역원(Immunogen)	사람 LC3B (NP_073729.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q9GZQ8
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)