

[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Lypla1 토끼 단일클론 항체 - O75608

품목 번호: CM0010553



소개

인간 LYPLA1 (APT1/LPL1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 단백질 데팔미토일화 및 리소인지질 대사에 관여하는 아실-단백질 티오에스테라제 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] LYPLA1 토끼 mAb
비고/별칭	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1
종	인간 (Human)
유전자 ID	10434
면역원	인간 LYPLA1 (NP_006321.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O75608
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백