


[Kd 검증 완료] Wb, Elisa용 항-Mad1/Mad1L1 다클론 항체 - Q9Y6D9

품목 번호: CM0023179



소개

인간 MAD1/MAD1L1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 방추체 조립 체크포인트 및 유사분열 연구에 적합하며 인간 샘플과 교차 반응성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] MAD1/MAD1L1 토끼 pAb
비고/별칭	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [KD 검증 완료] MAD1/MAD1L1
종	인간
유전자ID (인간)	8379
유전자ID	8379
면역원	재조합 단백질 인간 MAD1/MAD1L1 (NP_003541.2)의 아미노산 351-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6D9
단백질 분자량	83kDa
배송 방식	아이스백