


Kd 검증된 Anti-Mccc1 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa용) - Q96Rq3

품목 번호: CM0004749



소개

KD 검증된 MCCC1 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫트 종을 인식합니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 류신 대사 및 3-메틸크로토닐글리신뇨 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] MCCC1 토끼 mAb
비고/별칭	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; [KD 검증됨] MCCC1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	56922
GeneID	56922
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96RQ3
단백질 분자량	80kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)