


Kd 검증된 Anti-Me1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P48163

품목 번호: CM0023243



소개

인간 ME1(NADP 의존성 말산 효소)를 표적으로 하는 KD 검증된 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA 용도에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 대사 및 암 연구에 적합합니다. SWISS: P48163.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] ME1 Rabbit pAb
비고/별칭	MES; HUMNDME; [KD 검증] ME1
종	인간
유전자 ID (인간)	4199
유전자 ID	4199
면역원	인간 ME1 (NP_002386.1)의 아미노산 472-572 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48163
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백