


[Kd 검증] Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mif 토끼 다클론 항체 - P14174

품목 번호: CM0022834



소개

인간 MIF에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 염증 및 면역 분야의 대식세포 이동 억제 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] MIF 토끼 pAb
비고/별칭	GHF; GLIF; MMIF; IF
종	인간
GeneID (인간)	4282
GeneID	4282
면역원	재조합 단백질; 인간 MIF(NP_002406.1)의 아미노산 2-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14174
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백