


## [Kd 검증됨] Anti-Mrpl13 Rabbit Monoclonal Antibody (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Byd1

품목 번호: CM0005285



### 소개

사람, 쥐, 랫드 MRPL13 단백질을 인식하는 KD 검증 MRPL13 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 적합. 미토콘드리아 리보솜 단백질 uL13m(Q9BYD1)을 표적. 미토콘드리아 번역 연구에 이상적.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KD 검증됨] MRPL13 Rabbit mAb                              |
| 비고/별칭       | L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13                         |
| 종           | 사람                                                      |
| GeneID (사람) | 28998                                                   |
| GeneID      | 28998                                                   |
| 면역원         | 사람 MRPL13 (NP_054797.2)의 아미노산 70-178 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                                      |
| 범주          | 단일클론 항체                                                 |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐, 랫드                                               |
| SWISS       | Q9BYD1                                                  |
| 단백질 분자량     | 21kDa                                                   |
| 배송          | 아이스백                                                    |