


Wb, Elisa용 Kd 검증 Anti-Mrpl53 토끼 다클론 항체 - Q96EL3

품목 번호: CM0018965



소개

사람 MRPL53(미토콘드리아 대형 리보솜 소단위체 단백질 mL53)을 표적으로 하는 KD 검증 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 미토콘드리아 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] MRPL53 토끼 pAb
비고/별칭	mL53; L53MT
종	사람
GeneID (사람)	116540
GeneID	116540
면역원	사람 MRPL53(NP_444278.1)의 아미노산 1-112에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q96EL3
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩