


[Kd 검증] Anti-Mrps18C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y3D5

품목 번호: CM0022561



소개

인간 MRPS18C (미토콘드리아 리보솜 단백질 bS18m)를 표적으로 하는 KD 검증 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] MRPS18C Rabbit pAb
비고/별칭	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51023
GeneID	51023
면역원(Immunogen)	인간 MRPS18C (NP_057151.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9Y3D5
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)