

Wb 및 Elisa용 Kd 검증 Anti-Mtmr3 다클론 항체 - Q13615

품목 번호: CM0015989

소개

인간 MTMR3(ZFYVE10, FYVE-DSP1)에 대한 KD 검증 토끼 다클론 항체입니다. Western blot(WB) 및 ELISA에 적합합니다. PI3P 대사와 세포질분열에 중요한 지질 인산가수분해효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	[KD 검증] MTMR3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ZFYVE10; FYVE-DSP1; [KD 검증] MTMR3
종	인간
GeneID(인간)	8897
GeneID	8897
면역원	인간 MTMR3(NP_066576.1)의 640-810번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13615
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스팩