

[Kd 검증됨] 웨스턴 블롯, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mtor Rabbit Monoclonal Antibody - P42345

품목 번호: CM0006469



소개

KD 검증된 mTOR rabbit monoclonal antibody, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 사용 가능. 인간, 마우스, 랫드 mTOR와 반응; 중추 대사 및 성장 조절자 표적. 연구 및 진단 응용에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] mTOR Rabbit mAb
비고/별칭	FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	2475
유전자 ID	2475
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P42345
단백질 무게	289 kDa
배송	아이스백