

Kd 검증된 Anti-Ndufa13/Grim19 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q9P0J0

품목 번호: CM0025457



소개

KD 검증된 NDUFA13/GRIM19 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] NDUFA13/GRIM19 Rabbit pAb
비고/별칭	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [KD Validated] NDUFA13/GRIM19
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51079
GeneID	51079
면역원(Immunogen)	인간 NDUFA13/GRIM19 (NP_057049.5)의 아미노산 1-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9P0J0
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스백