

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Kd 검증 완료 Nf2 다클론 항체 - P35240

품목 번호: CM0014198



소개

Hippo 경로의 종양 억제 인자인 인간 NF2(Merlin)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 암 및 제2형 신경섬유종증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] NF2 토끼 pAb
비고/별칭	ACN; SCH; BANF; merlin-1; F2
종	인간
GeneID (인간)	4771
GeneID	4771
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P35240
단백질 무게	70kDa
배송	아이스팩