

[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Nf2/Merlin 래빗 단클론 항체 - P35240

품목 번호: CM0004018



소개

인간 NF2/Merlin에 대한 KD 검증된 재조합 래빗 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 종양 억제인자 및 신호 연구에 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] NF2/Merlin 래빗 mAb
비고/별칭	ACN; SCH; BANF; merlin-1; in
종	인간
GeneID (인간)	4771
GeneID	4771
면역원	재조합 단백질 인간 NF2/Merlin (NP_000259.1)의 아미노산 347-595에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	래빗
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35240
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스백