

[Kd 검증됨] Wb, Elisa용 Anti-Pcsk9 (Proprotein Convertase 9) 단일클론 항체 - Q8Nbp7

품목 번호: CM0003312



소개

KD 검증된 인간 PCSK9 (Proprotein Convertase 9)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다. 콜레스테롤 항상성 및 LDL 수용체 분해 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] Proprotein Convertase 9(PCSK9) Rabbit mAb
비고/별칭	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; [KD 검증됨] Proprotein Convertase 9(PCSK9)
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	255738
GeneID	255738
면역원(Immunogen)	인간 PCSK9 (NP_777596.2)의 아미노산 593-692 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8NBP7
단백질 분자량(Protein Weight)	74kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)