

Wb, If/Icc, Elisa용 Kd 검증 항-Pdxk 다클론 항체 - O00764

품목 번호: CM0021645



소개

인간 피리독살 키나제(PDXK)에 대한 KD 검증 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 비타민 B6 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] PDXK 토끼 pAb
비고/별칭	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
종	인간
GeneID (인간)	8566
면역원	인간 PDXK(NP_003672.1)의 아미노산 213-312 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O00764
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백