

[Kd 검증 완료] Wb, Elisa용 Phf11 토끼 단클론 항체 - Q9Uil8

품목 번호: CM0006400

소개

PHF11(BCAP)에 대한 KD 검증 완료된 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 PHF11을 검출하며, Th1형 면역 반응 및 전사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] PHF11 토끼 단클론 항체
비고/별칭	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGER; NYREN34; NY-REN-34; [KD 검증 완료] PHF11
종	사람
유전자ID (사람)	51131
유전자ID	51131
면역원	제조합 단백질 사람 PHF11 (NP_001035533.1) 의 아미노산 40-321번에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9UIL8
단백질 분자량	38 kDa
배송 방식	아이스 팩