

[Kd 검증] Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Ptbp1 토끼 단일클론 항체 - P26599

품목 번호: CM0007173



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 용도로 검증된 KD 검증 항-PTBP1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 PTBP1을 검출합니다. pre-mRNA 스플라이싱 및 대체 스플라이싱 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] PTBP1 토끼 mAb
비고/별칭	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
종	인간
GeneID	5725
면역원	인간 PTBP1(NP_114368.1)의 아미노산 1-100번 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P26599
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩