


## Wb, If, Ihc, Elisa용 Kd 검증 Anti-Rab27A 토끼 단일클론 항체 - P51159

품목 번호: CM0006022



### 소개

웨스턴 블로팅(WB), 면역형광법(IF),  
면역조직화학(IHC), ELISA용 KD 검증 anti-RAB27A  
토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 RAB27A를  
인식합니다. 막 교통 및 세포 밖 분비 연구에  
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KD 검증] RAB27A Rabbit mAb                                     |
| 비고/별칭       | GS2; RAM; RAB27; HsT18676; RAB27A                             |
| 종           | 사람 (Human)                                                    |
| GeneID (사람) | 5873                                                          |
| GeneID      | 5873                                                          |
| 면역원         | 사람 RAB27A (NP_004571.2)의 아미노산 1-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                   |
| 카테고리        | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션      | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                |
| 교차 반응성      | 사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)                               |
| SWISS       | P51159                                                        |
| 단백질 분자량     | 25kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |