


[Kd 검증 완료] Wb 및 Elisa용 항-Rarg 다클론 항체 - P13631

품목 번호: CM0021381



소개

사람 레티노산 수용체 감마(RARG)를 표적으로 하는 KD 검증 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 유전자 조절, 발달 및 골격 성장에 관여하는 약 50 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] RARG 토끼 pAb
비고/별칭	RARC; NR1B3; RARGgamma; [KD 검증 완료] RARG
종	사람
유전자 ID (사람)	5916
유전자 ID	5916
면역원	사람 RARG(NP_000957.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	P13631
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백