


Kd 검증된 Anti-Rhot1/Miro1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Ixi2

품목 번호: CM0024180



소개

비전형적 미토콘드리아 NTPase인 인간 RHOT1/MIRO1을 표적하는 Kd 검증된 토끼 폴리클론 항체. 적용 분야: WB, IF/ICC, ELISA. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 분자량: 71kDa. 미토콘드리아 이동 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] RHOT1/MIRO1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [KD 검증] RHOT1/MIRO1
종	인간
GeneID (인간)	55288
면역원	재조합 단백질; 인간 RHOT1/MIRO1의 아미노산 310-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_060777.3)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IXI2
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백