


[Kd 검증됨] Wb, Elisa용 Anti-Serpina3 토끼 다클로날 항체 - P01011

품목 번호: CM0028229



소개

인간 SERPINA3 (알파-1-항키모트립신)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 급성기 반응 및 단백질 분해 효소 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] SERPINA3 토끼 pAb
비고/별칭	ACT; AACT; GIG24; GIG25; 알파-1 항키모트립신 (SERPINA3)
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	12
유전자 ID	12
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01011
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백