

Wb, If/Icc, Elisa용 Kd 검증 항-Sharpin 토끼 단일클론 항체 - Q9H0F6

품목 번호: CM0006685



소개

인간 Sharpin(SIPL1)에 대한 KD 검증 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 랫드와 교차 반응합니다. NF- κ B 신호전달, 염증 및 선형 유비퀴틴화를 연구하는 데 유용합니다. SWISS: Q9H0F6.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] Sharpin 토끼 mAb
비고/별칭	SIPL1; [KD 검증] Sharpin
종	인간
GeneID (인간)	81858
GeneID	81858
면역원	인간 SHARPIN(NP_112236.3)의 아미노산 1-126 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9H0F6
단백질 분자량	40kDa
배송	얼음팩