


[Kd 검증] Wb, Ip, If, Ihc, Elisa용 항-Sod1 토끼 Polymab® - P00441

품목 번호: CM0006091



소개

인간 SOD1(슈퍼옥사이드 디스뮤타제 [Cu-Zn])에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, KD 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 산화 스트레스 및 신경퇴행 연구에서 Western blot, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] SOD1 토끼 PolymAb®
비고/별칭	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; 동종이량체
종	인간
GeneID (인간)	6647
GeneID	6647
면역원	인간 SOD1의 재조합 단백질; 인간 SOD1(NP_000445.1)의 아미노산 2-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P00441
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩