

[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Srebf1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Wtn3

품목 번호: CM0012129

소개

KD 검증된 SREBF1 표적 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 콜레스테롤 생합성 및 지질 대사를 조절하는 핵심 전사 인자인 사람 및 마우스 SREBF1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] SREBF1 Rabbit mAb
비고/별칭	ADD1; SREBP1; bHLHd1
종	마우스
유전자 ID (사람)	6720
유전자 ID (마우스)	20787
면역원	합성 펩타이드: 마우스 SREBP1 (NP_035610.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9WTN3
단백질 분자량	120 kDa
배송	아이스백