

Wb, Ihc-P, Elisa용 Kd 검증 완료 Anti-Sult2B1 토끼 단일클론 항체 - O00204

품목 번호: CM0006023



소개

사람 술포트랜스퍼라제 2B1 (SULT2B1)을 타겟으로 하는 KD 검증 완료 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHCHC-P 및 ELISA에 적합합니다. SULT2B1은 스테로이드 및 콜레스테롤 대사에 핵심적인 역할을 하며, 피부 분화 및 질병과 관련이 있습니다. 대사 및 피부과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] SULT2B1 Rabbit mAb
비고/별칭	HSST2; ARCI14
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6820
GeneID	6820
면역원	재조합 단백질 사람 SULT2B1 (NP_814444.1)의 아미노산 1-365에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	O00204
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)