


Wb, Ihc-P, Elisa, Chip용 Kd 검증된 Anti-Tfeb Rabbit Monoclonal Antibody - P19484

품목 번호: CM0008749



소개

인간 TFEB (Transcription factor EB)에 대한 KD 검증된 래빗 단일클론 항체입니다. 내인성 TFEB 수준을 검출합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA 및 ChIP 응용에 적합합니다. 오토파지 및 라이소좀 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TFEB Rabbit mAb [KD Validated]
비고/별칭	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB
종	인간
유전자 ID (인간)	7942
유전자 ID	7942
면역원	인간 TFEB (NP_009093.1)의 아미노산 50-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19484
단백질 분자량	44kDa/53kDa
배송	아이스백