


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Kd 검증 항-Tfeb 토끼 다클론 항체 - P19484

품목 번호: CM0025516



소개

인간 TFEB에 대한 토끼 다클론 항체로, Nick다운 특이성이 검증되었습니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 자가포식 및 리소좀 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] TFEB 토끼 pAb
비고/별칭	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
종	인간
GeneID (인간)	7942
GeneID	7942
면역원	인간 TFEB (NP_009093.1)의 아미노산 50-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19484
단백질 분자량	53 kDa
배송 방식	아이스백