


[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Timm10 Rabbit Monoclonal Antibody - P62072

품목 번호: CM0005575



소개

미토콘드리아 수입 샤페론인 인간 TIMM10(TIM10)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 내막 전위효소 및 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] TIMM10 Rabbit mAb
비고/별칭	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [KD 검증됨] TIMM10
종	인간
GeneID (인간)	26519
GeneID	26519
면역원	재조합 단백질 인간 TIMM10 (NP_000204.3)의 아미노산 1-90aa에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62072
단백질 무게	10kDa
배송	아이스백