


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Kd 검증된 안티-비멘틴(Anti-Vimentin) 토끼 다클로날 항체 - P08670

품목 번호: CM0017571



소개

사람 비멘틴(Vimentin, P08670)을 타겟으로 하는 고품질 KD 검증 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 세포골격 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] 비멘틴 토끼 pAb
비고/별칭	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; in
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	7431
유전자 ID	7431
면역원(Immunogen)	사람 비멘틴(NP_003371.2)의 아미노산 1-101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P08670
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)