

[Kd 검증] Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Xpnpep3 토끼 단일클론 항체 - Q9Nqh7

품목 번호: CM0011692



소개

[KD 검증] XPNPEP3 (APP3/ICP55/NPHPL1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 웨스턴 블롯, IHC-파라핀, ELISA에 적합합니다. 표적은 펩타이드 처리 및 TNFRSF1B 신호 전달에 관여하는 미토콘드리아 아미노펩티다제이며, 신장세뇨관위축증(nephronophthisis) 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] XPNPEP3 토끼 mAb
비고/별칭	APP3; ICP55; NPHPL1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	63929
GeneID	63929
면역원(Immunogen)	사람 XPNPEP3 (NP_071381.1)의 아미노산 32-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NQH7
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백