


[Kd 검증됨] Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Ythdc1 단일클론 항체 - Q96Mu7

품목 번호: CM0006052



소개

인간 YTHDC1에 대한 토끼 단일클론 항체(KD 검증됨)로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 핵심 m6A 리더 및 스플라이싱 조절 인자인 YTHDC1을 ~85 kDa에서 검출합니다. RNA 변형 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] YTHDC1 Rabbit mAb
비고/별칭	YT521; YT521-B; [KD 검증됨] YTHDC1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	91746
면역원(Immunogen)	인간 YTHDC1 (NP_001026902.1)의 아미노산 1-71에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96MU7
단백질 분자량	85kDa (관측됨)
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)