


Kd 검증된 Anti-Ythdc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9H6S0

품목 번호: CM0021397



소개

인간 YTHDC2(3'-5' RNA 헬리카제)를 표적하는 KD 검증된 토끼 폴리클론항체로 WB, IP, IF-P, ELISA에 사용 가능. 마우스 및 래트와 교차반응. 약 160 kDa 밴드 검출; 감수분열 및 m6A RNA 분해 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] YTHDC2 Rabbit pAb
비고/별칭	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
종	인간
GeneID (인간)	64848
GeneID	64848
면역원	인간 YTHDC2 (NP_073739.3)의 아미노산 1286-1430에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H6S0
단백질 분자량	160kDa
배송	아이스백