

[Kd 검증 완료] Wb, Ihc-P, If/Icc 및 Elisa용 항-Znf143 토끼 단일클론 항체 - P52747

품목 번호: CM0007651

소개

인간 ZNF143(SBF/STAF)을 표적으로 하는 KD 검증 완료 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 유전자 조절 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증 완료] ZNF143 토끼 mAb
비고/별칭	SBF; STAF; pHZ-1; [KD 검증 완료] ZNF143
종	인간
유전자 ID (인간)	7702
유전자 ID	7702
면역원	재조합 단백질 인간 ZNF143(NP_003433.3)의 아미노산 592-638에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P52747
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백