


[Kd 검증됨] Cdk2 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P24941

품목 번호: CM0008540



소개

WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA용 고품질 CDK2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 세포 주기, DNA 복구 및 암 연구에 핵심적인 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] CDK2 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	CDKN2; p33(CDK2)
종	인간
유전자 ID (인간)	1017
유전자 ID	1017
면역원	인간 CDK2의 아미노산 200-298 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001789.2)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P24941
단백질 무게	30 kDa/34 kDa
배송	아이스팩