

[Kd 검증됨] Cdx2 Rabbit Pab - Q99626

품목 번호: CM0021891



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA용 CDX2 Rabbit Polyclonal Antibody (KD 검증됨). 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 장 상피 전사 인자 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] CDX2 Rabbit pAb
비고/별칭	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
종	인간
유전자 ID (인간)	1045
유전자 ID	1045
항원	인간 CDX2 (NP_001256.3)의 아미노산 14-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q99626
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩