


[Kd 검증 완료] Copb2 토끼 Polymab® - P35606

품목 번호: CM0004973



소개

인간 COPB2(beta'-COP)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 골지체에서 ER로의 역수송에 필수적인 코토머 서브유닛인 인간 및 생쥐 COPB2(~102 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] COPB2 토끼 PolymAb®
비고/별칭	OPDD; MCPH19; beta'-COP
종	인간
유전자ID (인간)	9276
유전자ID	9276
면역원	인간 COPB2 (NP_004757.1)의 아미노산 657-906에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P35606
단백질 분자량	102kDa
배송 방식	아이스백