

Kd 검증 완료 Dnmt1 토끼 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용 가능) - P26358

품목 번호: CM0023649



소개

DNMT1(DNA 메틸트랜스퍼라아제 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. DNA 메틸화 및 후성유전학 유전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] DNMT1 토끼 pAb
비고/별칭	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; [KD 검증 완료] DNMT1
종	인간
유전자 ID (인간)	1786
유전자 ID	1786
면역원	DNMT1 (NP_001370.1)의 아미노산 1-124번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26358
단백질 분자량	183kDa
배송 방식	아이스백