

[Kd 검증됨] Foxk1 Rabbit Mab - P85037

품목 번호: CM0011817



소개

인간 FOXK1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 포도당 대사, 근육 분화 및 오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] FOXK1 Rabbit mAb
비고/별칭	FOXK1L
종	인간(Human)
GeneID (인간)	221937
GeneID	221937
면역원	재조합 단백질 인간 FOXK1 (NP_001032242.1)의 아미노산 600-733에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P85037
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스 백(Ice bag)