


[Kd 검증됨] Wb, If-P, Elisa용 Gpx4 Rabbit Pab - P36969

품목 번호: CM0019726



소개

GPX4 (글루타티온 퍼옥시다제 4)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 페로프토시스, 산화 스트레스 및 지질 과산화 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[Kd 검증됨] GPX4 Rabbit pAb
비고/별칭	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
종	Human
GeneID (Human)	2879
GeneID	2879
면역원	인간 GPX4 (NP_002076.2)의 아미노산 30-197에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P36969
단백질 분자량	22 kDa
배송	아이스 팩