


[Kd 검증] Wb 및 Elisa용 Pin1 토끼 Mab - Q13526

품목 번호: CM0006928



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 Pin1 (UniProt Q13526)을 타겟으로 하는 KD 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 내인성 Pin1을 18 kDa에서 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] Pin1 토끼 mAb
비고/별칭	DOD; UBL5; [KD 검증] Pin1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5300
유전자 ID	5300
면역원	인간 Pin1 (NP_006212.1)의 아미노산 1-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13526
단백질 크기	18kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)