

[Kd 검증 완료] Wb, If/Icc, Elisa용 토끼 항-Timm13 단일클론 항체 - Q9Y5L4

품목 번호: CM0008361

소개

인간 TIMM13(미토콘드리아 내막 단백질 수입 트랜스로케이스 소단위체 Tim13)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 샤페론 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	[Kd 검증 완료] TIMM13 토끼 mAb
비고/별칭	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; twist-related protein 1
종	인간
GeneID (인간)	26517
GeneID	26517
면역원	인간 TIMM13의 1~95번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_036590.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y5L4
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩