

[Kd Validated] Wb, Elisa용 Stat2 토끼 단일클론 항체 - P52630

품목 번호: CM0009248



소개

WB 및 ELISA용 CamelBio의 고품질 [KD Validated] STAT2 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 랫드 STAT2(P52630)를 인식합니다. 인터페론 신호 전달 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] STAT2 토끼 mAb
비고/별칭	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; [KD Validated] STAT2
종	인간
유전자 ID (인간)	6773
유전자 ID	6773
면역원	인간 STAT2(NP_005410.1)의 아미노산 550-706에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P52630
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩