


[Kd 검증 완료] Trim21/Ss-A 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용) - P19474

품목 번호: CM0019474



소개

인간 TRIM21/SS-A (Ro52)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 선천성 면역과 자가포식에 관여하는 54kDa E3 유비퀴틴 리가아제인 인간, 마우스 및 래트 TRIM21을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	[KD 검증 완료] TRIM21/SS-A 토끼 pAb
비고/별칭	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
종	인간
유전자ID (인간)	6737
유전자ID	6737
면역원	인간 TRIM21/SS-A (NP_003132.2)의 아미노산 86-334에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19474
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩