

Kdm6A Rabbit Pab - 22289

품목 번호: CM0029001

소개

KDM6A 마우스 KDM6A(아미노산 550-700)에 대해
제작된 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯(WB),
면역조직화학(IHC-P), ELISA에 사용 가능. 인간,
마우스, 래트와 교차반응.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM6A Rabbit pAb
비고/별칭	Utx; KDM6A
종	마우스
유전자 ID (인간)	7403
유전자 ID (마우스)	22289
면역원	마우스 KDM6A (NP_033509.1)의 아미노산 550-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
단백질 분자량	154kDa/157kDa
배송	아이스백