

Kdm6B 토끼 다클론 항체 - 216850

품목 번호: CM0018690

소개

마우스 Kdm6b에 특이적인 Kdm6b(Jmjd3) 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 분석에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 단백질 분자량은 176kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Kdm6b 토끼 pAb
비고/별칭	Jmjd3; I700064E03Rik; Kdm6b
종	마우스
유전자 ID(인간)	23135
유전자 ID	216850
면역원	마우스 Kdm6b의 아미노산 90-190에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질(NP_001017426.1)
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
단백질 분자량	176kDa
배송	아이스팩