

Kdm6B Rabbit Polyclonal Antibody - Kdm6B

품목 번호: CM0015623

소개

마우스 Kdm6b(또한 Jmjd3로 알려짐)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 아미노산 90-190에 해당하는 재조합 단백질에 대해 생성됨. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 인간 및 마우스 Kdm6b와 교차 반응성 있음. 예측 분자량: 176 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Kdm6b Rabbit pAb
비고/별칭	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
종	마우스
유전자 ID (인간)	23135
유전자 ID	216850
면역원	마우스 Kdm6b (NP_001017426.1)의 아미노산 90-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
단백질 무게	176kDa
배송	아이스백