


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Khsrcp 토끼 단일클론 항체 - Q92945

품목 번호: CM0005696



소개

인간, 마우스 및 쥐(rat) 대상 WB, IHC-P, IP, ELISA 검증을 마친 KHSRP 토끼 단일클론 항체입니다. mRNA 스플라이싱, 수송 및 분해에 관여하는 73 kDa RNA 결합 단백질인 far upstream element-binding protein 2 (FUBP2)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KHSRP 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
종	인간
유전자 ID (인간)	8570
유전자 ID	8570
면역원	인간 KHSRP(Q92945)의 1-180 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	Q92945
단백질 무게	73 kDa
배송	아이스팩